

CORSO P.S.T.I.

PRESIDI PER L'IMMOBILIZZAZIONE

Ispektorato Volontari del Soccorso del Trentino

CORSO P.S.T.I.

TAVOLA SPINALE

Ispektorato VES del Trentino - Formazione - MC6

CORSO P.S.T.I.

TAVOLA SPINALE

CHIAMATA ANCHE:

- ASSE SPINALE
- BARELLA SPINALE

Caratteristiche:

- In materiale plastico (leggerezza)
- Superficie liscia e continua
- Radiocompatibile
- Facile da pulire e disinfettare
- E' provvista di fermacapo

Ispektorato VES del Trentino - Formazione - MC6

CORSO P.S.T.I.

TAVOLA SPINALE

FERMACAPO CON CINGHIA FRONTALE E MENTONIERA

CINTURE DI IMMOBILIZZAZIONE (o RAGNO)

Ispektorato VES del Trentino - Formazione - MC6

CORSO P.S.T.I.

TAVOLA SPINALE

ATTENZIONE

Utile per il caricamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.

NON SOSTITUISCE LA BARELLA ATRAUMATICA!

Ispektorato VES del Trentino - Formazione - MC6

CORSO P.S.T.I.

TAVOLA SPINALE

VANTAGGI

- OTTIMA STABILITA' DELLA COLONNA VERTEBRALE**
- BUONA ASSISTENZA AL PAZIENTE**
- SUPERFICIE LISCIA E COMPATTA PERMETTE DI SCIVOLARE SOTTO IL PAZIENTE**
(Nessun problema di agganciarsi o impigliarsi)
- FLESSIBILITA' DI UTILIZZO PER DIVERSI CARICAMENTI**
(a PONTE, LOG ROLL, ecc.)
- IN LUOGHI ANGUSTI O DI DIFFICILE ACCESSO PUO' SOSTITUIRE IL MATERASSINO O LA BARELLA**
- POSSIBILITA' DI INCLINARE LONGITUDINALMENTE E LATERALMENTE**

Ispektorato VES del Trentino - Formazione - MC6

CORSO P.S.T.I.

TAVOLA SPINALE

SVANTAGGI

NON ASSICURA CONFORT IN PAZIENTI CON TRAUMI AL BACINO O ALL'ANCA

PUO' CREARE DECUBITI IN PAZIENTI MAGRI O ANZIANI SE LASCIATA PER MOLTO TEMPO

ESTREMAMENTE PERICOLOSO IL SUO UTILIZZO SU PISTE DA SCI!!!

Ispettorato VES del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

TECNICA DI UTILIZZO DELLA TAVOLA SPINALE



Tecnica di utilizzo A

Ispettorato Volontari del Soccorso del Trentino

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE

Immobilizzare manualmente il capo e chiamare il soggetto a voce alta



Ispettorato VES del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE

Rilevare la misura del collare, identificare la misura corretta e applicarlo al paziente



Ispettorato VES del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE

Si provvede a legare tra loro le caviglie per rendere le gambe solidali durante la rotazione



Ispettorato VES del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE

Collocare la barella atraumatica secondo la procedura ...



Ispettorato VES del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE

Collocare vicino al paziente la tavola spinale



Trasferire successivamente il paziente con la barella atraumatica, sulla tavola spinale

Spedizionale VIG del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE

Provvedere a togliere le valve con cura



Ricomporre velocemente la barella atraumatica e procurarsi il materiale di immobilizzazione della tavola spinale

Spedizionale VIG del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE

Applicare i due ferma capi laterali



Spedizionale VIG del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE

Posizionare le cinghie di fissaggio



Il Leader aiuta i due soccorritori posizionando l'incrocio degli spillacci in prossimità della metà sternale

Spedizionale VIG del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE

Posizionare le cinghie di fissaggio



1 A livello del torace

2 A livello della cresta iliaca

3 3/4 dita sopra il ginocchio

4 Alle caviglie

Spedizionale VIG del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE

Serraggio delle cinghie di fissaggio



1 Alle caviglie

2 Sopra il ginocchio

3 Al bacino

4 Al torace

Spedizionale VIG del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE

Applicazione della mentoniera e frontale

Ispettorato VES del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE

Paziente correttamente collocato sulla tavola

Ispettorato VES del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE

Movimentazione della tavola spinale

Ispettorato VES del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

TECNICA DI UTILIZZO DELLA TAVOLA SPINALE

Tecnica di utilizzo B

Ispettorato Volontari del Soccorso del Trentino

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE

Immobilizzare manualmente il capo e chiamare il soggetto a voce alta

Ispettorato VES del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE

Rilevare la misura del collare, identificare la misura corretta e applicarlo al paziente

Ispettorato VES del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE
 Posizionare lateralmente al paziente sul lato apposto a quello di rotazione

Ispektorato VIG del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE
 Si provvede a legare tra loro le caviglie per rendere le gambe solidali durante la rotazione

Ispektorato VIG del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE
 A mette una mano sulla spalla e una sull'anca
 B mette una mano sul fianco e una sulla coscia

Ispektorato VIG del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE
 Su indicazione del Leader, quando A e B sono pronti, iniziano la rotazione fino ad ottenere un angolo di 45° con il corpo del ferito

Avvicinare la tavola spinale al ferito

Ispektorato VIG del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE
 Portare a contatto la tavola spianale con il paziente e su indicazione del Leader, lasciare cautamente il paziente sorreggendo però la tavola

Ispektorato VIG del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE
 A e B abbassano la posizione delle mani, al fine di sorreggere e "non spingere" il paziente

Ispektorato VIG del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE

Sempre su indicazione del Leader, A e B procedono ad adagiare il paziente a terra

Ispettorato VSS del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE

Su comando del Leader A e B centrano il rachide sulla tavola

Ispettorato VSS del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE

Su comando del Leader A e B centrano le gambe sulla tavola

Ispettorato VSS del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE

Si procede a posizionare i due ferma capi laterali, le cinghie di fissaggio e si procede all'immobilizzazione

Ispettorato VSS del Trentino - Formazione - MC®

CORSO P.S.T.I.

USO DELLA TAVOLA SPINALE

FINE

Ispettorato Volontari del Soccorso del Trentino

Bibliografia Metodo A: Linee guida IRC - Manuale di Pre-Hospital Trauma Care Basic
Un ringraziamento per la disponibilità ai VVSS Alessio, Maurizio, Martina e Rosa e ai truccatori di Lavis

Ispettorato VSS del Trentino - Formazione - MC®